

In una piastra di eliminazione dei terreni. Quattro gocce devono essere in posizione ore 3, 6, 9 e 12 (per la cultura embrionale), le restanti gocce devono essere al centro della piastra (gocce di lavaggio). Coprire immediatamente le gocce con OVOIL™ per evitare l'evaporazione. Non preparare più di 2 piastre per volta. Utilizzando una nuova punta per ogni gocciola, risciacquare prima la punta, poi aggiungere altre 25 µl di terreno ad ogni gocciola originale. Questa tecnica consente alle gocce di restare verticali anziché appiattirsi.

Posizionare immediatamente la piastra nell'incubatore a 6% CO₂ e +37 °C. Rimuovere delicatamente il coperchio della piastra e metterlo in posizione angolata a lato della piastra. Ciò garantisce la corretta ventilazione della piastra.

Le piastre devono equilibrarsi nell'incubatore con coperchio semiaperto per un minimo di 6 ore (questo è il tempo minimo misurato perché i terreni raggiungano il corretto pH sott'olio) e per un massimo di 18 ore.

Dopo la rimozione della cellula e la valutazione della deiezione, trasferire gli embrioni prodotti in una piastra mono-pozzetto e lavarli in G-MMM™ PLUS prè-riscaldato (G-MOPS™ supplementato. Per il lavaggio, prelevare 2 volte gli embrioni in un minimo volume e muoverli all'interno del pozzetto.

Lavare successivamente gli embrioni nelle due gocce centrali della piastra di cultura e posizionare fino a 5 embrioni in ognuna delle gocce da 50 µl, di G-1™ supplementato.
Il numero massimo di embrioni che può essere messo a cultura in ogni gocciola è pari a cinque in considerazione dei requisiti dei nutrienti.
Un numero di embrioni superiore a 5 può dare come risultato una riduzione significativa del pool di nutrienti per gli embrioni.
Come misura cautelativa, preparare due piastre di cultura se la paziente ha più di 10 embrioni. Ripetere immediatamente la piastra di 50 µl in ciascuna delle gocce di cultura di ogni embrione aloni embrioni aloni in gruppi di 2. Ad esempio, per una paziente con 6 embrioni è preferibile mettere in cultura 2 gruppi di 3 embrioni anziché di 4 e 2 oppure di 5 e 1. Il giorno 2 e 3, gli embrioni possono essere trasferiti nell'ulterio in EmbryoGluë® equilibrato oppure in G-2™ PLUS ueliquato (G-2™ supplementato. In alternativa, il giorno 3, gli embrioni possono essere trasferiti in G-2™ PLUS ueliquato (G-2™ supplementato per la successiva cultura alla fase blastocisti.

Specifiche	
Filtraggio sterile	SAL 10 ³
Analisi su embrione di tutto (1 cellula)	≥ 80
[% di blastocisti espansa entro 96 ore]	≥ 80
Endotossine batteriche (analisi LAL) [EU/mL]	< 0,25
Filtrati a sterili filtrati	SAL 10 ³
Peles embryo testa (1 50na)	≥ 80
[% paginazioni blastocisti 96 stundiu laik]	≥ 80
Bakteriūji endotoksini (LAL test) [EU/ml]	< 0,25
Partijai raksturgijos testa rezultati ir noraditi analizės rezultatai, kas piešiejams kartą piegādē.	

Precauzioni
Scartare il prodotto se l'integrità della bottiglia è compromessa. Non utilizzare G-1™ se presenta un aspetto torbido.

G-1™ contiene hyaluronan e gentamicina.

Per evitare contaminazioni, Vitrolife raccomanda di aprire e utilizzare il prodotto esclusivamente con tecniche asettiche.
Non usare Terpu, buteliku negalina pipeti po atidarymo.
Baigę procedūrą, pašalinękite perteklines terpes.
I rischi di tossicità riproduttiva e tossicità dello sviluppo dei fetteri IVF, inclusi i terreni IVF, sono stati determinati e sono incerti.

Non per iniezione.

Attenzione: la legge federale (degli Stati Uniti) limita la vendita del prodotto dispositivo (dentro prescrizione medica).

LT: Naujomi indikacija

Terpe embrionams auginti nuo zigotos stadijos iki 2-oios ar 3-iosios dienos.

Produkto aprašas

G-1™ yra bikarbonatas ir buferinė terpė su hialuronanu ir gentamicinu kaip antibakterine veikliąja medžiaga.

G-1™ sudėtyje nėra baltymų.

Naudoti po G-MM™ arba JSA-solution™ – prdėjimo ir pusiausvyros nusistovėjimo esant +37 °C temperatūrai ir 6% CO₂ aplinkoje.

Laikymo nurodymai ir stabilumas

Laikyti tamsoje nuo +2 iki +8 °C.

G-1™ yra stabili iki galiojimo datos, nurydutos ant talpyklos etiketės.
Nė rašyti Terpu, buteliku negalina pipeti po atidarymo.
Baigę procedūrą, pašalinękite perteklines terpes.

ES: Terpeje butelikuus galima naudoti iki dviejų savaičių po pirmojo atidarymo, naudodami asseptinį metodą ir sumažinkite laikymo ne šaltlytūve laiką. Užrašykite ant talpyklos etiketės laiką, pirmąsias praktiškas terpes ne vėliau kaip du savaites po pirmojo atidarymo.

Naujumoji nurodymai

Terpe, kurios reikia papildyti, reikia padalyti į sterilius netekšikus audinių kultūros lapano mėgintuvėlius arba kolbas. Norėdami rasti daugiau informacijos apie tai, kaip atlikti baltymų papildymą, žr. G-MM™ arba JSA-solution™ informacinis lapas.

Embryonų skilimo stadijų kultūra
Visas kultūrinis indelis (sušildus ir varamdėjus) reikia praskalauti G-RINSE™ ir paruošti prieš procedūrą.

Ochlių kultūras dienose palykškite 60 mm indeliu užrašydami paciento ID. Rekomenduojama, kad būtų naudojami aukščiausios kokybės indeliai. Naudojant išsamius indelius, įskaitant indelius be 6 x 25 µl įskilimų papildymo G-1™/G-1™ PLUS indeli, Antgaliai skalaujami įsurtiant dirbtiną kiejį (25 µl) ir po išstūmiant tūpį į terpes pašalinami indeli. Keturi lašai tūri būti 3, 6, 9, 9 x 12 valandų padėtyse (embrionų kultūrai), likę lašai turėtų būti indelio viduje (plovimo laša). Iškart uždenkite lašus su OVOIL™, kad išvengtume naujoms. Vieni metu parinkite ne daugiau kaip 2 indelius. Naudodami išsamius antgalius skalavimui lašus, pirmąsias praktiškas terpes ne vėliau kaip du savaites po pirmojo atidarymo.

Nėdėjama įdėkite indeli į inkubatorių 6 % CO₂ aplinkoje +37 °C temperatūroje. Sveikina nukleite indelio dangi ir nustatykite kampius ant plaukietės pusės. Tai padės užtikrinti tinkamą indelio pusiausvyros nusistovėjimą.

Indelial tur nusistovėti inkubatorių su pusiau atidarytu dangeliu per mažiausiai 6 val (tai yra minimalus gametini tyrimai) de media de corredo pH berekeni onderlie) en gedurende maximaal 18 uur.
Na vėrinerian van de cumulus cellen en evaluatie van de bevruchting, worden de pronucleaire embryo's overgebracht naar een center-wel schaalige en gewassen in coovervaarde G-MOPS™ PLUS/ supplementeerte G-2™. Of, op dag 3, kunnen de embryo's overgebracht worden naar G-2™ PLUS/ supplementeerte G-2™ voor verdere kweek tot het blastocyst stadium.

Embryo's moeten achterterevolgens gewassen worden in de twee middelste druppels in het kweeschachtje, en er mogen maximaal 5 embryo's geplaatst worden per 50 µl druppel met supplementeerte G-1™.

Vijf is het maximaal aantal embryo's dat per druppel kan gekweekt worden, om voldoende voedingsstoffen te kunnen garanderen. Meer dan 5 embryo's zou kunnen leiden tot een belangrijke uitputting van de aanwezige voedingsstoffen door de embryo's. Als voorzorgsmaatregel dient u twee kweeschachtjes te voorzien, voor ingeval de patient meer dan 10 embryo's heeft. Plaats het schaalje zo net mogelijk terug in de incubator. Het wordt aanbevolen om de embryo's minstens in groepen van 2 te kweken. Bijvoorbeeld, voor een patient met 6 embryo's is het best om te kweken in 2 groepen van 3 in plaats van 4 en 2 of en 1. De embryo's kunnen op dag 2 of dag 3 naar de uterus getransfereerd worden in geëquilibreerde EmbryoGluë® of geëquilibreerde G-2™ PLUS/ supplementeerte G-2™. Of, op dag 3, kunnen de embryo's overgebracht worden naar G-2™ PLUS/ supplementeerte G-2™ voor verdere kweek tot het blastocyst stadium.

Specificaties
Steriel gefilterd

Peles embryo tyrimas (1 lašėle)	SAL 10 ³
[% išplėstų blastocistų per 96 valandas]	≥ 80
Bakteriūji endotoksini (LAL tyrimas) [EU/ml]	< 0,25
Partijai būdingi bandymų rezultatai yra priemami analizės rezultatai, kurie pateikiamas su kiekvienu pristatymu.	

Atsargumo priemonės

Iš butelikuus pašalinti, produktą išmesti. Nenaudokite G-1™, je į drumsta.

G-1™ sudėtyje yra hialuronan ir gentamicino. Siekiant išvengti užteršimo, Vitrolife™ primygtinai rekomenduoja terpes atidaryti ir naudoti tik asseptinėmis sąlygomis.

IVF terpu, įskaitant Vitrolife™ IVF terpes, reprodukcio toksiškumu ir tokinio poveikio vystymuisi reikia nebūtinai nustatyti ir yra nežinomi.

Nesikirta įgijimais.

Atsargai: Federačnial (AVJ) įstatymai nustato, kad šį įrenginį galima parduoti tik gydytojui arba pagal gydytojo užsakymą.

LV: Lietišans instrukcija

Skilimus embrių kultivėšanai nuo zigotas stadijas līdz 2. vai 3. dienai.

Izstrādājuma apraksts
G-1™ šķidums ir bikarbonāta buferšķīdums, kas satur hialurānu un gentamicīnu kā antibakteriālu līdzekli.
G-1™ šķidums nesatur proteīnu.

To izmantot pēc G-MM™ vai HSA-solution™ šķiduma pievienošanā un līdzsvarošanā +37 °C temperatūrā un 6% CO₂ atmosfērā.

Norādījumi par uzglabāšanu un stabilitāti
Glabāties vieta šūnās temperatūrā no +2 līdz +8 °C.

G-1™ šķidums ir stabils līdz derīguma termiņa beigām datūmam, kas norādīts uz pudelīti marķējuma un partijas raksturojošā analizē sertifikātā.

Izstrādājuma apraksts
G-1™ šķidums ir bikarbonāta buferšķīdums, kas satur hialurānu un gentamicīnu kā antibakteriālu līdzekli.
G-1™ šķidums nesatur proteīnu.

To izmantot pēc G-MM™ vai HSA-solution™ šķiduma pievienošanā un līdzsvarošanā +37 °C temperatūrā un 6% CO₂ atmosfērā.

Norādījumi lietošanai
Šķidums, kas ir jāpildāma, ir jāsdala mazākos apjomos starp 5 netekšiskus audu kultūras mēģenās vai kolbas. Lā uzziņū, kā papildīt šķidumu, skatiet G-MM™ vai HSA-solution™ šķiduma iepakojuma ieliktņi.

Dalīšanās stadijas embriju kultivēšanā

Ju kultivēšanā trauki (iedoju piasta un mēģenes) ir jāskaloti ar G-RINSE™ šķidumu (jāsagatavo pirms procedūras.

Tās dienas pēcpūdienā, kad paredzēts izņemt oocītus, marķējiet 60 mm plāksni ar pacienties ID. Ieliecams izņemamais gūzocis ar OVOIL™ per evitēt evāporāciju.
Non preparare più di 2 piastre per volta. Utilizzando una nuova punta per ogni gocciola, risciacquare prima la punta, poi aggiungere altre 25 µl di terreno ad ogni gocciola originale. Questa tecnica consente alle gocce di restare verticali anziché appiattirsi.

Posizionare immediatamente la piastra nell'incubatore a 6% CO₂ e +37 °C. Rimuovere delicatamente il coperchio della piastra e metterlo in posizione angolata a lato della piastra. Ciò garantisce la corretta ventilazione della piastra.

Le piastre devono equilibrarsi nell'incubatore con coperchio semiaperto per un minimo di 6 ore (questo è il tempo minimo misurato perché i terreni raggiungano il corretto pH sott'olio) e per un massimo di 18 ore.

Dopo la rimozione della cellula e la valutazione della deiezione, trasferire gli embrioni prodotti in una piastra mono-pozzetto e lavarli in G-MMM™ PLUS prè-riscaldato (G-MOPS™ supplementato. Per il lavaggio, prelevare 2 volte gli embrioni in un minimo volume e muoverli all'interno del pozzetto.

Lavare successivamente gli embrioni nelle due gocce centrali della piastra di cultura e posizionare fino a 5 embrioni in ognuna delle gocce da 50 µl, di G-1™ supplementato.

Il numero massimo di embrioni che può essere messo a cultura in ogni gocciola è pari a cinque in considerazione dei requisiti dei nutrienti.
Un numero di embrioni superiore a 5 può dare come risultato una riduzione significativa del pool di nutrienti per gli embrioni.
Come misura cautelativa, preparare due piastre di cultura se la paziente ha più di 10 embrioni. Ripetere immediatamente la piastra di 50 µl in ciascuna delle gocce di cultura di ogni embrione aloni embrioni aloni in gruppi di 2. Ad esempio, per una paziente con 6 embrioni è preferibile mettere in cultura 2 gruppi di 3 embrioni anziché di 4 e 2 oppure di 5 e 1. Il giorno 2 e 3, gli embrioni possono essere trasferiti nell'ulterio in EmbryoGluë® equilibrato oppure in G-2™ PLUS ueliquato (G-2™ supplementato. In alternativa, il giorno 3, gli embrioni possono essere trasferiti in G-2™ PLUS ueliquato (G-2™ supplementato per la successiva cultura alla fase blastocisti.

Tehniskie dati	
Filtrēti ar steriliu filtru	SAL 10 ³
Peles embryo testa (1 50na)	≥ 80
[% pagināšanas blastocist 96 stundiu laikā]	≥ 80
Bakteriūji endotoksini (LAL test) [EU/ml]	< 0,25
Partijai raksturojoši testa rezultāti ir norādīti analizē rezultātos, kas piešiejams kartā piegādē.	

Piesardzības pasākumi
Ja pudelītes integritāte ir zaudēta, likvidējiet izstrādājumu.
Nelielējiot G-1™ šķidūmu, ja tas izskatās dzidrs.

G-1™ šķidums satur hialurānu un gentamicīnu.

Lai izvairītos no inficēšanās, uzņēmums Vitrolife stingri iesaka atvērt un izmantot šķidumu tikai ar asseptisku metodi.

Reproduktīvās toksicitātes un embriotoxicitātes riskus, kas saistīti ar auglības šķidumiem (In Vitro Fertilization – IVF), tostarp Vitrolife G-1™ šķidumiem, nav noteikti un nav zināmi.

Nav paredzēti ierīcānā.

Uzmanību! Saskaņā ar ASV federālo likumu aktiem šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstam vai pēc ārsta ieteikuma.

NLN: Gebruiksaanwijzing

Kweekmedium voor embryo's van het pronucleair stadium tot dag 2 of dag 3.

Productbeschrijving
G-1™ is een bicarbonat gebufferd medium met hyaluronan en dat gentamicine bevat als antibacterieel middel.

G-1™ bevat geen eiwitlen.

De gebruiken na het toevoegen van G-MM™ of HSA-solution™ en equilibrate bij +37°C en 6% CO₂.

Bewaringsvoorschriften en stabiliteit
Bewaar donker bij +2 tot +8 °C.

G-1™ is stabiel tot de vervaldatum, vermeld op elke fles en op het LOT-specificatie analyse certificaat (COA).

Niet EU. Geopende flessen niet bewaren. Resterend medium niet meer gebruiken.

EU. Geopende flessen kunnen tot twee weken na opening gebruikt worden, wat erop is beperkt de tijd buiten de koelkast. Noteer de datum van opening op de fles. Na 2 weken moet het resterend medium weggegoed worden.

Aanwijzingen voor gebruik

Tu supplementieren media moeten verdeeld worden in steriele net-toxische buisjes of wafelwedge flessen. De werkwijze voor het uitvoeren van de desinfectieprocedure, is beschreven in de Bijslufter voor G-MM™ of HSA-solution™.

Kweek van embryo's van het delingsstadium
Alle kweeschaklen (wells of buisjes) moeten gespoeld worden met G-RINSE™ en vooraf klaargemaakt worden.
Label in de namiddag van de eencel culturel, 60 mm schaaljes met de patient-ID. Het wordt aanbevolen om schaaljes van de hoogste kwaliteit te gebruiken. Plaats met een voorgespoelde steriele pipistens 6 x 25 µl druppels gesupplementeerd G-1™/G-1™ PLUS in het schaalje. De tips worden gespoeld door het versterke volume (25µl) op te nemen en vervolgens te verwijderen in een afvalschaalje. Plaats vier druppels op 3, 6, 9 en 12 uur (voor embryo's), de resterende druppels moeten in het midden van het schaalje komen (waarschuwing: Bedek de druppels onmiddellijk met OVOIL™ om verdamping te vermijden. Bereid niet meer dan 2 schaaljes per keer.

Gebruiksaanbeveling van een nieuwe pipi voor elke druppel, voegflem na spoeling van de pipi. 25 µl extra medium toe aan elke onspronkelijke druppel. Via deze techniek zullen de druppels behalve zijn in plaats van vlak te vloeien.

Plaats het schaalje onmiddellijk in de incubator bij 6% CO₂ en +37 °C. Verzet voorzichtig het dekselje van de schaalje en plaats het in een hoek aan de zijkant van de bodem. Dit zorgt voor een goede equilibratie van het schaalje.

De schaaljes moet equilibreren in de incubator met een halfuur dekset gedurende minimaal 6 uur (dit is het minimum gemeten tijd waarbij de media de correcte pH bereiken onder lie) en gedurende maximaal 18 uur.

Na vėrinerian van de cumulus cellen en evaluatie van de bevruchting, worden de pronucleaire embryo's overgebracht naar een center-wel schaalige en gewassen in coovervaarde G-MOPS™ PLUS/ supplementeerte G-2™. Of, op dag 3, kunnen de embryo's overgebracht worden naar G-2™ PLUS/ supplementeerte G-2™ voor verdere kweek tot het blastocyst stadium.

Embryo's moeten achterterevolgens gewassen worden in de twee middelste druppels in het kweeschachtje, en er mogen maximaal 5 embryo's geplaatst worden per 50 µl druppel met supplementeerte G-1™.

Vijf is het maximaal aantal embryo's dat per druppel kan gekweekt worden, om voldoende voedingsstoffen te kunnen garanderen. Meer dan 5 embryo's zou kunnen leiden tot een belangrijke uitputting van de aanwezige voedingsstoffen door de embryo's. Als voorzorgsmaatregel dient u twee kweeschachtjes te voorzien, voor ingeval de patient meer dan 10 embryo's heeft. Plaats het schaalje zo net mogelijk terug in de incubator. Het wordt aanbevolen om de embryo's minstens in groepen van 2 te kweken. Bijvoorbeeld, voor een patient met 6 embryo's is het best om te kweken in 2 groepen van 3 in plaats van 4 en 2 of en 1. De embryo's kunnen op dag 2 of dag 3 naar de uterus getransfereerd worden in geëquilibreerde EmbryoGluë® of geëquilibreerde G-2™ PLUS/ supplementeerte G-2™. Of, op dag 3, kunnen de embryo's overgebracht worden naar G-2™ PLUS/ supplementeerte G-2™ voor verdere kweek tot het blastocyst stadium.

Specificaties
Steriel gefilterd

MEĀ (Muis embryo test (1-oel))	SAL 10 ³
[% geexpandēte blastocysten na 96 h]	≥ 80
Bacteriēle endotoksini (LAL-test) [EU/ml]	< 0,25
LOT-specificke testresultāti sūti beschicbaar op het analysecertificaat dat steeds wordt meegeleverd.	

Voorzorgsmaatregelen

Goed het product weg indien de fles beschadigd is. Gebruik G-1™ niet als het er torbied uitziet.

G-1™ sudėtyje yra hialuronan ir gentamicino.

Siekiant išvengti užteršimo, Vitrolife™ primygtinai rekomenduoja terpes atidaryti ir naudoti tik asseptinėmis sąlygomis.

IVF terpu, įskaitant Vitrolife™ IVF terpes, reprodukcio toksiškumu ir tokinio poveikio vystymuisi reikia nebūtinai nustatyti ir yra nežinomi.

Nesikirta įgijimais.

Atsargai: Federačnial (AVJ) įstatymai nustato, kad šį įrenginį galima parduoti tik gydytojui arba pagal gydytojo užsakymą.

LV: Bruksanvisning

Medium for dyrking av embryo fra pronukleært stadiet til dag 2 eller dag 3.

Produktbeskrivelse
G-1™ er et bikarbonatbufferet medium som inneholder hyaluronsyre og gentamicin som et antibakterielt middel.
G-1™ inneholder ikke proteiner.

For bruk etter tilsetning av G-MM™ eller HSA-solution™ og ekvibrering ved +37 °C og 6% CO₂-atmosfære.

Anvisninger for oppbevaring og stabilitet
Lagres mørkt ved +2 til +8 °C.

G-1™ er stabilt inntil utløpsdatoen angitt på etiketten på beholderne og på det LOT-spesifikke analysecertifikatet. Ikke-EU. Medifiserer ikke ikke lagres etter åpning. Merk overflødig medium etter at prosedyren er fullført.

EU. Medifiserer ikke kan beryetes i oppfitt to etter åpning. Bruk asseptisk teknikk, og gjer tiden utenfor kjøleskap så kort som mulig. Merk flasken med åpningsdato. Merk overflødig medium senere to ukker etter første åpning.

Bruksanvisning

Mediet som skal suppleres, fordeles i sterile, ikke-toxiske dyrkingstermer/flasker. Du kan lese mer om hvordan du utfører protein-supplementering i pakningsveiledningene til G-MM™ eller HSA-solution™.

Dyrking av embryo på delingsstadiet

Alle dyrkingsskåler (brønner eller fork) skal rengjøres med G-RINSE™ og klargjøres i forkortet av prosedyren.

Om eftermiddagen den dagen oocytene hentes ut, merkes 60 mm-skåler med pasientens ID. Det anbefales å kun skåle ut fører protein-supplementering i pakningsveiledningene til G-MM™ eller HSA-solution™.
På ettermiddagen den dagen oocytene hentes ut, merkes 60 mm-skåler med pasientens ID. Det anbefales å kun skåle ut fører protein-supplementering i pakningsveiledningene til G-MM™ eller HSA-solution™.
På ettermiddagen den dagen oocytene hentes ut, merkes 60 mm-skåler med pasientens ID. Det anbefales å kun skåle ut fører protein-supplementering i pakningsveiledningene til G-MM™ eller HSA-solution™.

Sett skålen umiddelbart i inkubatoren ved 6 % CO₂ og +37 °C. Ta av lokket på skålen og plasser i vinduet ved siden av. På denne måten vil skålen bli ekvibrert skikkelig.

Skålene må ekvibreres i inkubatoren med halvprøve lokk i minst seks timer (dette er den korteste tiden for mediet til å nå korrekt pH under oppl) og i maks 18 timer.

Når kulturen-cellen er fjernt og fertileren er vurdert, overføres pronukleare embryoer i 1-1-brønns skål og skyles i forvarmet G-MOPS™ PLUS / supplement G-MOPS™. Vasking innefattar 6 leffe og embryoene 2-3 ganger i et lite volum av ikke-fetale runde i byrønnen.

Vask deretter embryoene i de to dråpene i midten av dyrkingsskålen, og legg oppifl fem embryo i hver 50 µl-dråpe med suppletter i 18 minuttene.

Det skal ikke krykes mer enn fem embryo i hver dråpe på grunn av lavere til næringstofsforhold. Mer enn fem embryo kan føre til betydelig reduksjon i næringstofsforhold. Som forholdsregel klargjøres to dyrkingsskåler hvis pasienten har mer enn 5 embryo. Sett skålene umiddelbart i inkubatoren. Det anbefales å dyrke embryo i grupper på to.

For en pasient med seks embryo er det for eksempel best å dyrke to embryoer i tre, i stedet for fire og to eller fem og to. På dag 2 eller dag 3 kan embryoene settes tilbake i livmoren i ekvibrert EmbryoGluë® eller ekvibrert G-2™ PLUS / supplet G-2™. Alternativt kan embryoene på dag 3 overføres til G-2™ PLUS / supplet G-2™ for videre dyrking til blastocyststadiet.

Spesifikasjoner

Sterilt filtrert	SAL 10 ³
Test på embryo fra mus (1-celle)	≥ 80
[% ekspandert blastocyst innen 96 timer]	≥ 80
Bakterielle endotoksiner (LAL-test) [EU/ml]	< 0,25
LOT-specificke testresultater er gjengitt på analysecertifikatet som er inkludert i hver leveranse.	

Forholdsregler

Kast produktet hvis forsøelingen på flasken er brutt. Ikke bruk G-1™ dersom det er blåkket.

G-1™ inneholder hyaluronsyre og gentamicin.

For å unngå kontaminering anbefaler Vitrolife at medier åpnes og brukes utelukkende med asseptisk teknikk.

Risikoen for reproduksjonstoksicitet og utviklings toksisitet for IVF-medier, inkludert IVF-medier fra Vitrolife, har ikke blitt fastslått og er usikkert.

Skal ikke injiseres.

Forskning: Federalev lover (US) begrenser dette utstyret til salg fra lege eller etter forordning av lege.

PL: Informacje o przeznaczeniu produktu

podkoże do hodowli zarodków od stadium przędzjącego do 2. lub 3. dnia

Opis produktu

G-1™ to buforowane wodoroorganole podkoże zawierające kwas hialuronowy oraz gentaminyz jako środkiem przeciwbakteryjny.

G-1™ nie zawiera białek.

Stosować po dodaniu G-MM™ lub HSA-solution™ oraz zwrócić uwagę na temperaturze +37°C i atmosferze zawierającej 6% CO₂.

Instrukcje dotyczące przechowywania i informacje na temat trwałości

Przechowywać w ciemności, w temperaturze od +2 do +8 °C.

G-1™ zachowuje trwałość do terminu przydatności wyszczególnionego na etykietach pojemników oraz w treści świadectw analizy poszczególnych partii.

Kraje spoza Unii Europejskiej: Nie przechowywać butelek z podłożem po otwarciu. Po wykonaniu procedury uzyskać pozostałe podkoże.

Unia Europejska: Butelkę z podłożem można użyzyć w ciągu dwóch typydni od pierwszego otwarcia.

Przeznaczę zasadę asceptu. Ogranicz do minimum czas pozostawiania podkoża po otwarciu. Zapisać na butelce datę otwarcia. Usunąć pozostałe podkoże nie później niż po upływie dwóch tygodni od pierwszego otwarcia.

Instrukcje dotyczące użytkowania